

# 医薬品の輸出 お任せください。

成田  
空港

2拠点  
対応

関西  
空港

狙った温度を外さない、定温保管、定温梱包サービスを提供し、数多くの仕向け地に実績があります。また、ニーズに合わせたカスタマイズも可能です。



医薬品専用定温庫



梱包実績

eco+ロジ をともに  
**WACON**  
ワコン株式会社

お問い合わせ先 / TEL:03-5875-3560  
担当 / 神田 kanda@wa-con.co.jp

■関西LC / 〒549-0021 大阪府泉南市  
泉州空港南1 国際貨物上屋A棟

■成田LC / 〒289-1622 千葉県山武郡  
芝山町宝馬210

ワコン

検索